


## Eight Star 収録ソフト

基本操作はもちろん。収録条件等も簡単操作です。

●収録条件の設定/収録ch数 (1~16) サンプリング周期 (100  $\mu$ s~1h)。  
波形スクロール表示・予定スケジュールによる収録。




●テンプレートファイルの利用/自動ファイル作成、収録・再生・解析の全条件のテンプレート。

### 賢いテンプレート利用法

個々の測定に対して、個々の実行ファイルと個々のテンプレートを組み合わせれば、たいていの場合簡略収録が可能で、使用時

自動新規ファイル OPEN 収録スタート ストップでOKです。

### ●新規データ収録用ファイルの作成






## 便利な右クリック!

このチャンネルの情報を設定	
ここを解析開始位置に設定	マウスを合わせたchの項目表示を変更
ここを解析終了位置に設定	
この解析位置を調整	解析範囲時間を、キーボード数値入力できます
ここにマークを挿入	マウス時間位置にマーク入力しま(収録・再生時)
このマークを削除	
このマークを編集	マークの削除・編集
選択範囲拡大	
選択範囲削除	選択範囲の表示拡大とデータ削除
この画面をコピー	ワープロ等への画面の貼りこみ
Peak 検出	波形のピーク値とピーク時間の表示

広範な表示オプションも、エイトスターの自慢です。

- 振幅倍率/全ch同時×20~×1/20、各ch個別×10~×1/10で波形データを表示します。
- カラー表示/波形色、グリッド表示、マーク線は自由に色を選択できます。
- 線幅、表示チャンネル数、表示列数の選択ができます。
- ファイル/データの一部を別ファイルとして保存します。ファイルの修復が行えます。チャンネルごとのデータファイルの圧縮が収録時・再生時に行え、圧縮率1/3~1/500。外部データファイル(エクセルText等)を読み込めます。DOS版エイトスターでの収録フロッピーを自動的に1つの長いファイルにし、新ファイルへ変換します。



### トレンド波形

