



## ポケットモニター GMMS-200pH

画面表示  
CHN切り換えボタン(1~2ch)

pH4校正ボタン

pH7校正ボタン

メニュー切り換えの  
OKボタン

光データ発信



メニュー {  
モード切り換え  
メジャースタートのON-OFF  
ダウンロードモードの切り替え

液晶モニター  
表示スピード 1mm/秒、3mm/分

イベントマーク 5種類

## 転送BOX GMMS-TB

光データ受信部

USB出力




### ◆ pH ポケットモニター GMMS-200pH

〈仕様〉

測定範囲	pH1~14
チャンネル数	最大2ch
電源	リチウム電池 (CR-2)
消費電流	13mA
サンプリング数	1秒(測定時) / 100ms(校正タイム時)
連続収録時間	最大 60時間/10日(外部電池BOX使用)
寸法	105(W)x75(D)x25mm(H)
重量	155g(電池含む)

## ディスプレイ可能な pH電極

### ◆ シングルユース




### ◆ シングルユース センサー間隔 外径

	センサー間隔	外径
1ch SA-100	-	2.1Φ
2ch SA-205	5cm	2.1Φ
" SA-210	10cm	2.1Φ
" SA-215	15cm	2.1Φ

pHセンサー 単結晶アンチモン  
チューブ PVC



pHアンチモン電極と  
レントゲン不透過金属



スターメディカル 株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-14-12 太陽ビル5F Tel. (03)5604-1641 Fax. (03)5604-1645  
E-mail: starmedical@starmedical.co.jp http://www.starmedical.co.jp