

4ch消化管運動 システム 型式GMS-400

中動物用：サル・子犬・ネコ・
フェレット用

トランスジューサーと送信器を腹腔に
埋め込み、消化管運動を連続60日間
計測ができます。

4chインプラント型のテレメーターです。フォーストランスジューサーを消化管漿膜側より固定して、輪状筋の収縮の測定をします。プロテクティブジャケットが着せにくいサル等に最適です。内蔵電池は2ヶ月連続使用できます。不使用時、外部マグネットスイッチによる電源OFFができ不使用時の電池消耗を防ぎます。また、電源入力時に内部マイコンでセンサーバランスを自動的に零補正します。従って長期埋込時、体液等による絶縁不良や、癒着等によるセンサーバランスのずれを電源入力時、常に零補正する事になり長期の測定がさらに簡単に行えます。

MODEL GTS-400

4ch臓器運動テレメーターシステム / サル・子犬・ネコ・フェレット用

フォーストランスジューサー
F081SP

4chテレメーター 一式 / IMT-400

- ・送信器 IMT-40T
- ・受信器 IMT-40RA

パソコンシステム 一式 / ESC-800

- ・A/Dボード (orカード) 付収録ソフト
- ・解析ソフト AnalyzeII.dell
- ・パソコン、プリンター

