



4ch 送信器 IMT-40T マイコン内臓

- 送信距離 : 各アンテナ最大1m、
サンプリング周期: 8Hz
- A/D分解能 : 10bit
- 動作時間 : 連続2ヶ月以上
- 寸法 : W26×H13×L60mm / 重量: 20g
- 入力ch数 : 最大4ch
- 電源ON/OFF : 外部マグネット
- エポキシ樹脂モールド (内)
- シリコンゴム (外)



4ch 受信器 IMT-40RA

- 寸法 : W260×D400×H80mm / 重量: 2.5Kg
- Hi-cut : 0.8、1.5、3Hz
- GAIN : ×0.25、×1、×4、×1～×4連続可変
- 出力 : 1KΩアナログ電圧
- アンテナ : 3本 (塩ビの筒)
- 受信範囲 : 約1m (いずれか受信良好な3本のアンテナ信号を選別受信)



4ch臓器運動テレメトリーシステム GTS-400

構成

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・4ch臓器運動用テレメーター一式 IMT-400 4ch送信器 IMT-40T 4ch受信器 IMT-40RA ・パソコンシステム一式 ESC-8000 収録ソフト A/Dボード付き 消化器II解析ソフト Analyze II パソコン、プリンター ・フォーストランスジューサー F-08ISP×4 | <ul style="list-style-type: none"> ・収録ソフト チャンネル 1～8ch サンプリング 100μs～ 収録データのテキスト化 テキストファイルの読み込み 表示倍率 100cm/sec～ ×1/20～×20倍 (全チャンネル) ×1/10～×10倍 (個別チャンネル) ch間 四則演算 微分 論理演算 (<, =, >, ≤, ≥) |
|---|---|



スターメディカル 株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-14-12 太陽ビル5F Tel:(03)5604-1641 Fax:(03)5604-1645
E-mail:starmedical@starmedical.co.jp http://www.starmedical.co.jp