

# Pocket Monitor

ポケットモニター

## 消化管内圧 / 胃・食道 pH ロギングツール

各社のセンサーやカテーテルに対応し、消化管機能を捉える内圧変化と胃・食道 pH 変化を計測します。

データ転送ボックスを中継してコンピュータでリアルタイムモニターができ、また 26 時間のデータストアができるため、長時間計測のオフライン解析も可能としています。



### ポケットモニター GMMS シリーズ



#### GMMS-100

主に直腸肛門内圧測定に使用

★ 圧 1ch



#### GMMS-200pH

pH 測定専用で主に逆流性食道炎等の検査に使用

★ pH2ch



#### GMMS-600

主に食道内圧と pH 測定に使用

★ 圧 4ch

★ pH2ch



#### GMMS-1000

主に多チャンネルの食道内圧と pH 測定に使用

★ 圧 8ch

★ pH2ch



#### GMMS-4000

カラートポグラフィーによる食道・咽頭内圧検査

★ 36ch ★ 40ch

★ pH2ch



#### GMMS-TB

ポケットモニターの信号を PC に転送

★ データ転送ボックス



スターメディカル 株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-14-12 太陽ビル5F Tel. (03)5604-1641 Fax. (03)5604-1645

E-mail : starmedical@starmedical.co.jp http : //www.starmedical.co.jp