

スタイルットモニター Styletmonitor

型式 ASM-100

低価格でお手軽にご利用できます

届出番号 13B2X00217000003

Wireless システム V1.0

くりかえし充電で
1,000回使用

CCDカメラ
LED

6mmφ 5mmφ

スタイルット先端部

STYLET
型式:SL-1

100回使用可
ディスプレイザブル

2.5インチ
モニター


LCDモニター
型式:LCD-M
送信機能付

受信モジュール
型式:WVM-01

テレビモニター(別売)

LCDモニターからの送信画像を受信し
テレビモニターに表示します


スタイレットモニター 一式 型式:ASM-100



スタイレット
型式:SL-1 寸法 370mm(L)



LCDモニター
型式:LCD-M(送信機能付)
寸法:73(W)×57(H)×23mm(D)



受信モジュール
型式:WVM-01
寸法:50(W)×13(H)×60mm(D)


| 〈内 訳〉 | 数量 | 型 式 |
|-----------|----|--------|
| スタイレット | 1 | SL-1 |
| LCDモニター | 1 | LCD-M |
| 受信モジュール | 1 | WVM-01 |
| 受信ACアダプター | 1 | WVM-AC |
| モニター充電器 | 1 | LCD-C |

価 格

スタイレットモニター 1式 **17万円**
ASM-100

※ スタイレットとLCDモニターだけの組み合わせでの販売も行います

用途例 : 気管内挿管時の補助
耳の入り口から鼓膜までの
肛門炎症観察



別途販売



付属品



スターメディカル 株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-14-12 太陽ビル5F Tel. (03)5604-1641 Fax. (03)5604-1645
E-mail: starmedical@starmedical.co.jp http://www.starmedical.co.jp